

DOS K 85/1 flex

Doseringsmodul för 5 liters-behållare

indikering av tomt doseringsfack för automatisk dosering av flytande medier.



- Doseringsövervakning – hög processsäkerhet enligt DIN EN ISO 15883
- För dosering av flytande diskmedel/neutraliseringsmedel
- 214 mm suglans för behållare på 5 l med flexibelt lock
- Ombyggnadssats suglans för behållare 10–30 l beställs via service

EAN: 4002516365297 / Materialnummer: 11498920 / Gamla materialnummer: 69747053D

Produkttilhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltilhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Matningshastighet i ml/60 sek	55
Suglansens längd i mm	214
Standard elanslutning	
Fasantal	1
Nolledare	N
AC/DC	AC
Spänning i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt i kW	0,01
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	198
Ytermått, bruttodjup i mm	478
Nettovikt i kg	1,52
Bruttovikt i kg	1,74
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•