

KFP 2445 ed/cs

Front i rostfritt stål

för att integrera MasterCool-frysskåp i ditt kök på ett attraktivt sätt.




EAN: 4002516324621 / Materialnummer: 11499620 /  
Gamla materialnummer: 38996093EU1

- för 61 cm breda frysskåp med is-/vattendispenser i dörren

KFP 2445 ed/cs

Front i rostfritt stål

för att integrera MasterCool-frys-skåp i ditt kök på ett attraktivt sätt.



KFP2445ed/cs, KFP2444ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings