

ProCare Tex 10 - 10 l

Tvättmedel utan tillsatser, flytande koncentrat, alkaliskt, 10 l fosfatfritt med EU:s miljömärkning.



- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Baserat på förnybara råmaterial
- Kort inverkningsstid och hög tvätteffekt vid låg dosering
- Mycket bra protein- och fettlösningsförmåga
- Märkt med EU:s miljömärkning

EAN: 4002516364252 / Materialnummer: 11520160 / Gamla materialnummer: 59701201DE

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Mycket bra
Upplösningseffekt för protein	Bra
Upplösningseffekt för fett	Bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	12,0-13,0
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde för diskvattnet	12,0-13,0
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttodjup i mm	228,00
Produktegenskaper	
Medietyp	Tvättmedel utan tillsatser
Alkalitet	Alkaliskt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalier, Tensider
Biologiskt nedbrytbar	•
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C	•
Kort inverkningsstid	•
Hög tvätteffekt vid låg dosering	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,25
Baserat på 100 % förnybara råmaterial	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	314
Ytermått, nettobredd i mm	202
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, bruttohöjd i mm	306,00
Ytermått, bruttbredd i mm	204,00
Ytermått, bruttodjup i mm	228,00
Kapacitet i g	12500

ProCare Tex 10 - 10 l

Tvättmedel utan tillsatser, flytande koncentrat, alkaliskt, 10 l fosfatfritt med EU:s miljömärkning.



EAN: 4002516364252 / Materialnummer: 11520160 / Gamla materialnummer: 59701201DE

Bruttovikt i kg	12,98
Fyllnadsnivå i ml	10000
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
EU:s miljömärkning	•
Testnummer	
EU ecolabel: DE/039/019	•