

ProCare Tex 10 MA - 5 l

Fin- och kulörtvättmedel, flytande koncentrat, mildt alkaliskt, 5 l
högeffektivt, fosfatfritt med EU:s miljömärkning.



- För optimal rengöring av känsliga textilier
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Utan optiskt vitmedel och blekmedel
- Kort inverkningsstid och skumreglerande
- Bra protein- och fettlösningsförmåga
- Märkt med EU-miljömärkning

EAN: 4002516364269 / Materialnummer: 11520220 / Gamla materialnummer: 59702101DE

Produktillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Bra
Upplösningseffekt för protein	Bra
Upplösningseffekt för fett	Bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	8,0-9,0
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Användning	
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Fin-/kulörtvättmedel
Alkalitet	Mildt alkaliskt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalier, Konserveringsmedel, Tensider
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Skumreglerande	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,09
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	256
Ytermått, nettobredd i mm	148
Ytermått, nettodjup i mm	193
Ytermått, bruttohöjd i mm	249,00
Ytermått, bruttbredd i mm	148,00
Ytermått, bruttodjup i mm	193,00
Kapacitet i g	5450
Bruttovikt i kg	5,73
Fyllnadsnivå i ml	5000
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
EU:s miljömärkning	•
Testnummer	
EU ecolabel: DE/039/020	•