

## ProCare Tex 10 MA - 20 l

Fin- och kulörtvättmedel, flytande koncentrat, mildt alkaliskt, 20 l  
högeffektivt, fosfatfritt med EU:s miljömärkning.



- För optimal rengöring av känsliga textilier
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Utan optiskt vitmedel och blekmedel
- Kort inverkningsstid och skumreglerande
- Bra protein- och fettlösningsförmåga
- Märkt med EU-miljömärkning

EAN: 4002516365464 / Materialnummer: 11520260 / Gamla materialnummer: 59702301DE

<b>Produkttillhörighet</b>	
Tvättmaskiner	•
<b>Tvätteffekt</b>	
Upplösningseffekt för smuts	Bra
Upplösningseffekt för protein	Bra
Upplösningseffekt för fett	Bra
<b>Dosering</b>	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	8,0-9,0
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
<b>Användning</b>	
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Fin-/kulörtvättmedel
Alkalitet	Mildt alkaliskt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkalier, Konserveringsmedel, Tensider
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Skumreglerande	•
Densitet (20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,09
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining	•
Minsta hållbarhet i månader	24
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, bruttohöjd i mm	378,00
Ytermått, bruttbredd i mm	256,00
Ytermått, bruttodjup i mm	288,00
Kapacitet i g	21000
Bruttovikt i kg	22,00
Fyllnadsnivå i ml	20000
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
EU:s miljömärkning	•
<b>Testnummer</b>	
EU ecolabel: DE/039/020	•