

ProCare Tex 20 OB - 5 l
Blekmiddel, flytande koncentrat, surt, 5 l
syrebaserat.



- För optimal borttagning av svåra fläckar
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Optimal tillsats för alla tvättmedel
- Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer

EAN: 4002516365471 / Materialnummer: 11520280 / Gamla materialnummer: 59703101DE

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Bleknings effekt	Mycket bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	1,5-2,5
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttodjup i mm	193,00
Produktegenskaper	
Medietyp	Blekmiddel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Aktivt syre
Fosfatfri	•
Optimal syrebärare i tvättvattnet	•
Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	1,13
Helt restfri nedbrytning	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	12
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	256
Ytermått, nettobredd i mm	148
Ytermått, nettodjup i mm	193
Ytermått, bruttohöjd i mm	249,00
Ytermått, bruttbredd i mm	148,00
Ytermått, bruttodjup i mm	193,00
Kapacitet i g	5650
Bruttovikt i kg	6,00
Fyllnadsnivå i ml	5000
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
Lagen om explosiva ämnen	•