

ProCare Tex 20 OB - 10 l  
Blekningsmedel, flytande koncentrat, surt, 10 l  
för effektiv borttagning av envisa fläckar.



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Avlägsnar kontaminering effektivt
- Optimal tillsats för alla tvättmedel
- Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer

EAN: 4002516365488 / Materialnummer: 11520320 / Gamla materialnummer: 59703201DE

<b>Produkttillhörighet</b>	
Tvättmaskiner	•
<b>Tvätteffekt</b>	
Bleknings effekt	Mycket bra
<b>Dosering</b>	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
<b>Doseringsrekommendation</b>	
pH-värde vid 20 °C	1,5-2,5
<b>Användning</b>	
Självetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, bruttodjup i mm	228,00
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Blekningsmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Aktivt syre
Fosfatfri	•
Optimal syrebärare i tvättvattnet	•
Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer	•
Densitet (20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,13
Helt restfri nedbrytning	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	12
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	314
Ytermått, nettobredd i mm	202
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, bruttohöjd i mm	306,00
Ytermått, bruttbredd i mm	204,00
Ytermått, bruttodjup i mm	228,00
Kapacitet i g	11300
Bruttovikt i kg	12,00
Fyllnadsnivå i ml	10000
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
Lagen om explosiva ämnen	•