

ProCare Tex 20 OB - 20 l  
Blekmedel, flytande koncentrat, surt, 20 l  
syrebaserat.



- För optimal borttagning av svåra fläckar
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Optimal tillsats för alla tvättmedel
- Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer

EAN: 4002516365495 / Materialnummer: 11520350 / Gamla materialnummer: 59703301DE

<b>Produkttillhörighet</b>	
Tvättmaskiner	•
<b>Tvätteffekt</b>	
Bleknings effekt	Mycket bra
<b>Dosering</b>	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	1,5-2,5
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Blekmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Aktivt syre
Fosfatfri	•
Optimal syrebärare i tvättvattnet	•
Jämn tillförsel av syre genom speciella stabilisatorer	•
Densitet (20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,13
Helt restfri nedbrytning	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	12
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, brutt höjd i mm	378,00
Ytermått, bruttbredd i mm	256,00
Ytermått, bruttdjup i mm	288,00
Kapacitet i g	22000
Bruttovikt i kg	23,00
Fyllnadsnivå i ml	20000
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•
Lagen om explosiva ämnen	•