

ProCare Tex 70 S - 5 l

Sköljmedel, flytande koncentrat, surt, 5 l

för vårdande av fibrerna för en långvarig smidighet hos textilierna.



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Ger en extra mjuk finish
- Bra antistatisk effekt vid blandmaterial
- Mycket bra upptagningsförmåga
- Inga inpackslade doftämnen

EAN: 4002516365501 / Materialnummer: 11520370 / Gamla materialnummer: 59704101DE

<b>Produkttillhörighet</b>	
Tvättmaskiner	•
<b>Tvätteffekt</b>	
Antistatisk effekt	Bra
Upptagningsförmåga	Mycket bra
<b>Dosering</b>	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
Passar en automatisk dosering	•
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
<b>Doseringsrekommendation</b>	
pH-värde vid 20 °C	4,5
<b>Användning</b>	
Självetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, bruttodjup i mm	193,00
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Sköljmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Doftämnen
Fosfatfri	•
Densitet (20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	0,99
Utan mikroplast	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	12
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	256
Ytermått, nettobredd i mm	148
Ytermått, nettodjup i mm	193
Ytermått, bruttohöjd i mm	249,00
Ytermått, bruttbredd i mm	148,00
Ytermått, bruttodjup i mm	193,00
Kapacitet i g	4950
Bruttovikt i kg	5,73
Fyllnadsnivå i ml	5000
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•