

ProCare Tex 70 S - 20 l  
Sköljmedel, flytande koncentrat, surt, 20 l  
utan mikroplast.



- För optimal skötsel av textilier
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Bra antistatisk funktion vid blandad tvätt
- Mycket bra upptagningsförmåga
- Inga inkapslade doftämnen

EAN: 4002516365525 / Materialnummer: 11520400 / Gamla materialnummer: 59704301DE

<b>Produkttillhörighet</b>	
Tvättmaskiner	•
<b>Tvätteffekt</b>	
Antistatisk effekt	Bra
Upptagningsförmåga	Mycket bra
<b>Dosering</b>	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	3,5-4,5
Passar en automatisk dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
<b>Användning</b>	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Tvätt av träningskläder	•
Tvätt av yttergarderob	•
Tvätt av arbetskläder	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Sköljmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Doftämnen
Fosfatfri	•
Densitet (20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	0,99
Utan mikroplast	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
<b>Förvaringsanvisningar</b>	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	12
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, bruttohöjd i mm	378,00
Ytermått, bruttbredd i mm	256,00
Ytermått, bruttodjup i mm	288,00
Kapacitet i g	20000
Bruttovikt i kg	21,00
Fyllnadsnivå i ml	20000
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•