

ProCare Tex 70 S - 20 l

Sköljmedel, flytande koncentrat, surt, 20 l

för vårdande av fibrerna för en långvarig smidighet hos textilierna.



- För användning i Miele Professional-tvättmaskiner
- Ger en extra mjuk finish
- Bra antistatisk effekt vid blandmaterial
- Mycket bra upptagningsförmåga
- Inga inkapslade doftämnen

EAN: 4002516365525 / Materialnummer: 11520400 /

Gamla materialnummer: 59704301DE

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Antistatisk effekt	Bra
Upptagningsförmåga	Mycket bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde vid 20 °C	4,5
Passar en automatisk dosering	•
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Användning	
Självbetjäningssystem	•
Hotell och pensionat	•
Spa, wellness och sport	•
Skolor och förskolor	•
Hantverksföretag	•
Äldreboenden och vårdhem	•
Restauranger, barer och catering	•
Produktegenskaper	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Mått och vikt	
Ytermått, bruttodjup i mm	288,00
Produktegenskaper	
Medietyp	Sköljmedel
Alkalitet	Surt
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Doftämnen
Fosfatfri	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	0,99
Utan mikroplast	•
Optimal tillsats för alla tvättmedel	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	4
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	385
Ytermått, nettobredd i mm	258
Ytermått, nettodjup i mm	294
Ytermått, bruttohöjd i mm	378,00
Ytermått, bruttbredd i mm	256,00
Ytermått, bruttodjup i mm	288,00
Kapacitet i g	20000
Bruttovikt i kg	21,00
Fyllnadsnivå i ml	20000

ProCare Tex 70 S - 20 l

Sköljmedel, flytande koncentrat, surt, 20 l

för vårdande av fibrerna för en långvarig smidighet hos textilierna.



EAN: 4002516365525 / Materialnummer: 11520400 /

Gamla materialnummer: 59704301DE

Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering

Överensstämmer med GHS/CLP