

ProCare Tex 11 – 10kg
 Vittvättmedel, pulver, alkaliskt, 10 kg
 ett enzymförstärkt, fosfatfritt högeffektivt tvättmedel.

EAN: 4002516365532 / Materialnummer: 11520420 / Gamla materialnummer: 59705201DE



- För optimal rengöring av olika textilier
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
- Biologiskt verksamma enzymer, innehåller aktivt syre
- Mycket bra smuts- och fettlösningsförmåga

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Sehr gut
Upplösningseffekt för protein	Sehr gut
Upplösningseffekt för fett	Sehr gut
Blekningsseffekt	Sehr gut
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
pH-värde för diskvattnet	10,0-11,0
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, gastronomi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Vollwaschmittel
Alkalitet	Alkalisch
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Aktivsauerstoff, Alkalien, Enzyme, Optische Aufheller, Zeolithe
Biologisk verksam med speciella enzymer	•
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	0,60
Enkel användning	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	610
Ytermått, nettobredd i mm	300
Ytermått, nettodjup i mm	120
Ytermått, bruttohöjd i mm	100,00
Ytermått, bruttbredd i mm	400,00
Ytermått, bruttdjup i mm	700,00
Kapacitet i g	10000
Bruttovikt i kg	11,00