

ProCare Tex 11 - 20 kg
 Vittvättmedel, pulver, mildt alkaliskt, 20 kg
 ett enzymförstärkt, fosfatfritt högeffektivt tvättmedel.



- För optimal rengöring av olika textilier
- Speciellt utvecklat för Miele Professional
- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
- Biologiskt verksamma enzymer, innehåller aktivt syre
- Mycket bra smuts- och fettlösningsförmåga

EAN: 4002516365549 / Materialnummer: 11520440 / Gamla materialnummer: 59705301DE

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Tvätteffekt	
Upplösningseffekt för smuts	Mycket bra
Upplösningseffekt för protein	Mycket bra
Upplösningseffekt för fett	Mycket bra
Blekningsseffekt	Mycket bra
Dosering	
Doseringskoncentrationen kan anpassas	•
Manuell dosering	•
Kan användas för alla vattenhårdheter	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde vid 20 °C	10,0-11,0
Användning	
Självbetjäningstvätterier	•
Hotell, restaurang	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Vittvättmedel
Alkalitet	Alkaliskt
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Aktivt
Biologisk verksam med speciella enzymer	•
Fosfatfri	•
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C	•
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde	•
Densitet (20 °C) i g/cm ³	0,60
Enkel användning	•
Förvaringsanvisningar	
Minsta förvaringstemperatur i °C	0
Maximal förvaringstemperatur i °C	40
Förvaras torrt och frostsäkert	•
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen	•
Minsta hållbarhet i månader	24
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	750
Ytermått, nettobredd i mm	350
Ytermått, nettodjup i mm	140
Ytermått, bruttohöjd i mm	140,00
Ytermått, bruttbredd i mm	440,00
Ytermått, bruttodjup i mm	620,00
Kapacitet i g	20000
Bruttovikt i kg	21,00
Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering	
Överensstämmer med GHS/CLP	•