


APWD 079

Korg

för optimal placering av ihåliga instrument, insatser och trådkorgar.

EAN: 4002516375883 / Materialnummer: 11587290 / Gamla materialnummer: 68407900D



- Utrustad med 8 injektorplatser
- Lastningshöjd 230 mm, -bredd 320 mm, -djup 395 mm

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PWD 8534	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Diverse trådkorgar [antal]	8
GYN-spekula [antal]	12
Ihåliga instrument [antal]	8
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	85
Ytermått, nettobredd i mm	395
Ytermått, nettodjup i mm	469
Ytermått, brutt höjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	410
Ytermått, bruttdjup i mm	510
Nettovikt i kg	2,39
Bruttovikt i kg	3,80