

## ATT 86

Transportvagn, automatisk  
för i- och urlastning av maskiner med stort utrymme med elektrisk höjdstyrning.



- Möjliggör ett ergonomiskt arbetssätt
- Elektrisk steglös höjdstyrning
- Ytterligare 3 fasta, fritt valbara höjdstyrningar kan sparas
- Flexibel drift tack vare kraftfullt batteri
- Utrustad med avtagbart uppsamlingskärl
- Batteri ingår, laddare beställs separat

EAN: 4002516463030 / Materialnummer: 11621520 /  
Gamla materialnummer: 69200116D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Förvarings-/transportsystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Gummi, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Grå
Ställbar höjd	•
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, nettohöjd i mm	923
Yttermått, nettobredd i mm	662
Yttermått, nettodjup i mm	1156
Yttermått, bruttohöjd i mm	1270
Yttermått, bruttbredd i mm	816
Yttermått, bruttdjup i mm	1236
Nettovikt i kg	106,20
Bruttovikt i kg	122,20
<b>Normer/kontr.märkning/certif.</b>	
CE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•
RoHS-riktlinje	•
Skydd mot vattenstänk IPX1	•
Skydd mot vattenstänk IPX5	•
GS	•
TÜV	•