

ProCare Protein Check Protein Check

för påvisande och kvalitativ uppskattning av eventuella processrester.

EAN: 4002516374169 / Materialnummer: 11626810 / Gamla materialnummer: 69910103D



- Test av rester efter rengöring och termisk desinfektion
- Exakt tillämpning
- Kort inverkningsstid på 3 minuter.
- 3 enheter per förpackning

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	28
Ytermått, bruttbredd i mm	157
Ytermått, bruttdjup i mm	232
Bruttovikt i kg	0
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	28
Ytermått, bruttbredd i mm	157
Ytermått, bruttdjup i mm	232
Nettovikt i kg	0,18
Bruttovikt i kg	0,18