

Filter

Återanvändbart Longlife AirClean-kolfilter
för Miele's fläktkåpor DAD 4840 och DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Materialnummer: 11662830 /
Gamla materialnummer: 28996418EU1

- Fräschhet som märks och luktneutral luft i hela köket
- Med aktivt kol – neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
- 3 års livslängd
- Innehåll: 2 filter utan ram
- Lågt strömningsmotstånd genom speciell konstruktion