

A 814/1

Hållare

för optimal rengöring av sprutor för Air Scaler och Piezo Scaler.



- För användning i överkorg A 105/1, O 177/1 och APWD 061
- Oberoende av tillverkare, för ett flertal olika spetsar
- Användning av flera hållare möjlig i kombination med A 813/1
- Kan användas i termodesinfektor PWD 8531 och PWD 8532

EAN: 4002516428558 / Materialnummer: 11691870 / Gamla materialnummer: 68681401D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Ultraljudspetsar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	48
Ytermått, nettobredd i mm	22
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,06
Bruttovikt i kg	0,77