

A 822

Adapter

för användning av A 814/1 i injektorkorgarna för PWD 8531 och PWD 8532.



- För användning i injektorkorg APWD061

EAN: 4002516428565 / Materialnummer: 11691970 / Gamla materialnummer: 68682200D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategori</b>	
Adapter	•
Övriga tillbehör	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	16
Ytermått, nettobredd i mm	20
Ytermått, nettodjup i mm	20
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,02