

A 865  
Hållare  
för optimal placering av multifunktions- och 3F-sprutor.



- Kan användas i överkorg A 105/1 och modul A 315
- Kompatibel med sprutorna och ett stort antal vanliga tillverkare

EAN: 4002516413752 / Materialnummer: 11709860 / Gamla materialnummer: 69686500D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategori</b>	
Hållare	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	121
Ytermått, nettobredd i mm	28
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutt höjd i mm	108
Ytermått, bruttbredd i mm	117
Ytermått, bruttdjup i mm	305
Nettovikt i kg	0,30
Bruttovikt i kg	0,93