

Accessories washing machines, dryers, mangles
 Membrandoseringspump
 med doseringsstyrning för dosering av två flytande medel.



- Passar Miele Professional-tvättmaskiner > 12 kg
- Maximal pumpeffekt med minimalt underhållsarbete
- Optimal användning ihop med Miele ProCare Tex-processkemikalier
- Kan användas med doseringslans för olika behållarstorlekar
- Kan utökas med programväljare och larmsystem för tom behållare

EAN: 4002516419075 / Materialnummer: 11733250 /
 Gamla materialnummer: 59510045NER

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Maskin-/utrustningstillhörigh.	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart/vit
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	285
Ytermått, nettobredd i mm	370
Ytermått, nettodjup i mm	190
Ytermått, brutt höjd i mm	225
Ytermått, bruttbredd i mm	335
Ytermått, bruttdjup i mm	525
Nettovikt [kg]	5,27
Bruttovikt i kg	6,09