

Accessories washing machines, dryers, mangles
 Membrandoseringspump
 med doseringsstyrning för dosering av tre flytande medel.



- Passar Miele Professional-tvättmaskiner > 12 kg
- Maximal pumpeffekt med minimalt underhållsarbete
- Optimal användning ihop med Miele ProCare Tex-processkemikalier
- Kan användas med doseringslans för olika behållarstorlekar
- Kan utökas med programväljare och larmsystem för tom behållare

EAN: 4002516419211 / Materialnummer: 11733280 /
 Gamla materialnummer: 59510046NER

Produkttillhörighet	
Tvättmaskiner	•
Maskin-/utrustningstillhörigh.	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart/vit
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	285
Ytermått, nettobredd i mm	550
Ytermått, nettodjup i mm	190
Ytermått, bruttohöjd i mm	295
Ytermått, bruttbredd i mm	395
Ytermått, bruttodjup i mm	770
Nettovikt [kg]	7,45
Bruttovikt i kg	8,79