


APST 010

Hållare, vridbar 90 grader
för användning i PST 2210 och PST 2220.



- Rymmer upp till 5 standardbrickor
- Roterad 90° rymmer den upp till 2 containrar/kassetter
- Användbar yta – kassetstorlek (mm): 190 x 70 x 375

EAN: 4002516480822 / Materialnummer: 11748660 / Gamla materialnummer: 68900011D

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Kapacitet	
Brickor/underlägg [antal]	5
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	0,47
Bruttovikt i kg	0,99