

A 813/1

Adapter

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.



- För användning i överkorgarna A 105 och A 105/1 samt i modulen A 315
- Anmärkning för ovanstående: använd endast i kombination med filterrör A 800
- För användning i korgen APWD 061
- Anmärkn. f. ovanstående: använd bara med filterplatta APWD 069 och adapter A 822
- Tvådelad, bestående av en över- och underdel inkl. tillbehör

EAN: 4002516432555 / Materialnummer: 11763880 /

Gamla materialnummer: 68681301D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Diskmaskin, liten, dental	•
Mieles stora laboratediskmaskiner, Dental	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Kapacitet	
Roterande instrument [antal]	4
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	120
Yttermått, nettobredd i mm	120
Yttermått, nettodjup i mm	300
Yttermått, brutt höjd i mm	108
Yttermått, bruttbredd i mm	117
Yttermått, bruttdjup i mm	305
Nettovikt i kg	0,19
Bruttovikt i kg	1,00
Bipack	
E 362 Blindskruv [antal]	3
Dysa med silikon slang [antal]	4