

A 813/1

Adapter

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.



- För användning i överkorg A 105/1 & i korgen APWD 061
- Tvådelad, bestående av en över- och underdel inkl. tillbehör

EAN: 4002516432555 / Materialnummer: 11763880 / Gamla materialnummer: 68681301D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Roterande instrument [antal]	4
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	120
Ytermått, nettobredd i mm	120
Ytermått, nettodjup i mm	300
Ytermått, bruttohöjd i mm	108
Ytermått, bruttbredd i mm	117
Ytermått, bruttodjup i mm	305
Nettovikt i kg	0,19
Bruttovikt i kg	1,00
Bipack	
E 362 Blindskruv [antal]	3
Dysa med silikon slang [antal]	4