

KSB 70

Sorteringsbox PerfectFresh
för en översiktlig förvaring av livsmedel i kylskåpet.

EAN: 4002516467496 / Materialnummer: 11779620 /
Gamla materialnummer: 36996113EU1



- Av högkvalitativt, transparent plastmaterial
- För en flexibel och översiktlig förvaring
- Kan skjutas in på sidan i PerfectFresh-facket
- Särskilt lämplig för tryckkänsliga livsmedel som bär
- optimal för PerfectFresh Active- och Pro-lådan K 7000