

DKF 31-P

Kolfilter med aktivt kol för Miele's fläktkåpor

DAS 4 x 40, DAS 8 x 30 o efter DKFS 31-P f DAS 2 x 20, DAS 4 x 20 o DAS 4 x 30.



EAN: 4002516442226 / Materialnummer: 11793450 /
Gamla materialnummer: 28996433EU1

- Fräschhet som märks och luktneutral luft i hela köket
- Neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Reducerad ljudutveckling tack vare veckat material
- Enklare och snabbare filterbyte
- För att behålla funktionen rekommenderas filterbyte var 6:e månad
- Innehåll: 2 filter utan ram