

DKF 31-R

Regenereringsbart kolfilter med aktivt kol för Miele's fläktkåpor

DAS 4 x 40, DAS 8 x 30 o efter DKFS 31-R f DAS 2 x 20, DAS 4 x 20 o DAS 4 x 30.



EAN: 4002516442219 / Materialnummer: 11793470 /
Gamla materialnummer: 28996434EU1

- Fräschhet som märks och luktneutral luft i hela köket
- Med aktivt kol – neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
- 3 års livslängd
- Innehåll: 2 filter utan ram
- Lågt strömningsmotstånd genom speciell konstruktion