


DKFS 31-P

Active AirClean-kolfilter med aktivt kol
för Miele's fläktkåpor DAS 2 x 20, DAS 4 x 20 och DAS 4 x 30.



EAN: 4002516441908 / Materialnummer: 11793530 /
Gamla materialnummer: 28996435EU1

- Set för den första idrifttagningen
- Fräschhet som märks och luktneutral luft i hela köket
- Reducerad ljudutveckling tack vare veckat material
- Enklare och snabbare filterbyte
- För att behålla funktionen rekommenderas filterbyte var 6:e månad
- Innehåll: 2 filter DKF 31-P plus ram