

Filter

Återanvändbart Longlife AirClean-kolfilter
för Miele's fläktkåpor DAS 2 x 20, DAS 4 x 20 och DAS 4 x 30.



EAN: 4002516441892 / Materialnummer: 11793540 /
Gamla materialnummer: 28996436EU1

- Set för den första idrifttagningen
- Fräschhet som märks och luktneutral luft i hela köket
- Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
- 3 års livslängd
- Lågt strömningsmotstånd genom speciell konstruktion
- Innehåll: 2 filter DKF 31-R plus ram