

XKM 3200 WL LMD

Kommunikationsmodul

för anslutning till Miele MOVE, Segosoft Miele Edition/annan dokum.programvara.

EAN: 4002516567226 / Materialnummer: 11795280 / Gamla materialnummer: 68822103D



- Anslutning till Miele Cloud Service enligt aktuell teknikversion
- Säker överföring av krypterad wifi eller Ethernet
- REST-gränssnitt med färdigställande av datan i JSON-format
- Flexiblare drift i lokalt nätverk
- Upp till maximalt 30 processprotokoll sparas i maskinen
- Denna modul är inte kompatibel med DataDiary

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Grå
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	39
Ytermått, nettobredd i mm	88
Ytermått, nettodjup i mm	110
Ytermått, bruttohöjd i mm	140
Ytermått, bruttbredd i mm	190
Ytermått, bruttdjup i mm	295
Nettovikt i kg	0,61
Bruttovikt i kg	0,86

XKM 3200 WL LMD

Kommunikationsmodul

för anslutning till Miele MOVE, Segosoft Miele Edition/annan dokum.programvara.

EAN: 4002516567226 / Materialnummer: 11795280 / Gamla materialnummer: 68822103D



Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•