

ProCare Med 10 A - 5 l

Allround-diskmedel, alkaliskt, 5 l

för maskinell rengöring av instrument och utensilier.



- Universellt användbart med optimal rengöringseffekt
- Avlägsnar o-/organiska rester
- Speciellt för blod, vävnadsrester och proteiner
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269324 / Materialnummer: 11847680 /
Gamla materialnummer: 6980M0311V2

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar blod	Mycket bra
Avlägsnar protein	Mycket bra
Avlägsnar organiska rester	Mycket bra
Avlägsnar oorganiska och organiska föroreningar	Mycket bra
Avlägsnar rester av vävnads- och cellkulturer	Mycket bra
Doseringsrekommendation	
pH-värde för diskvattnet	11,2-11,5
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkaliska ämnen, Komplexbildare (utan fosfat), Korrosionsinhibitorer, Fosfat, Silikater
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för buntmetaller	•
God rengöringsprestanda	•
Materialskydd	•
Fritt från tensider	•
Mångsidig användning	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Passar mikrokirurgiska instrument	•
Passar MIS-instrument	•
Passar anestesienheter	•
Passar respiratorer	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	214
Ytermått, nettobredd i mm	143
Ytermått, nettodjup i mm	246
Ytermått, brutt höjd i mm	214

ProCare Med 10 A - 5 l

Allround-diskmedel, alkaliskt, 5 l

för maskinell rengöring av instrument och utensilier.



EAN: 7612594269324 / Materialnummer: 11847680 /

Gamla materialnummer: 6980M0311V2

Ytermått, bruttbredd i mm	143
Ytermått, bruttodjup i mm	246
Bruttovikt i kg	8
Fyllnadsnivå i ml	5000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
CE	•