

## ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Allround-diskmedel, mildalkaliskt, 1 l

med bred hals för optimal rengöring av standard- resp. roterande instrument.



- Kraftfullt och samtidigt materialskonande diskmedel
- Passar alla typer av instrument
- Speciellt utvalt och högkvalitativt innehåll
- Skumfritt och fritt från doft- och färgämnen
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269355 / Materialnummer: 11847740 /  
Gamla materialnummer: 6980M0481V2

Produktillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar blod	Mycket bra
Avlägsnar organiska rester	Mycket bra
Avlägsnar rester av vävnads- och cellkulturer	Mycket bra
Borttagning av slem från medicinska instrument	Sehr gut
Reducerar risken för att smuts fastnar på ytor	Sehr gut
Doseringsrekommendation	
Stor öppning för doseringslans	•
pH-värde för diskvattnet	10,0
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Enzymer,Komplexbildare (utan fosfat),Konserveringsmedel,Fosfat,Tensider,Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Lämpligt för keramik	•
God rengöringsprestanda	•
Materialskydd	•
Mångsidig användning	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Mycket god materialkompatibilitet	•
Lämpligt för ömtåliga material	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Lämpligt för buntmetaller	•
Lämpligt för eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Passar mikrokirurgiska instrument	•
Passar MIS-instrument	•
Passar anestesienheter	•
Passar respiratorer	•
Passar vårdavdelningsgods	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Allround-diskmedel, mildalkaliskt, 1 l

med bred hals för optimal rengöring av standard- resp. roterande instrument.



EAN: 7612594269355 / Materialnummer: 11847740 /

Gamla materialnummer: 6980M0481V2

Passar steriliseringsbehållare av aluminium

#### Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	244
--------------------------	-----

Ytermått, nettobredd i mm	83
---------------------------	----

Ytermått, nettodjup i mm	83
--------------------------	----

Ytermått, brutt höjd i mm	244
---------------------------	-----

Ytermått, bruttbredd i mm	83
---------------------------	----

Ytermått, bruttdjup i mm	83
--------------------------	----

Bruttovikt i kg	1
-----------------	---

Fyllnadsnivå i ml	1000
-------------------	------

Överensst., kontr.märkn./cert.	
--------------------------------	--

CE