

ProCare Med 10 MA - 5 l
Allround-diskmedel, mildalkaliskt, 5 l
för maskinell rengöring av kirurgiska instrument.



- Kraftfullt och samtidigt materialskonande diskmedel
- Passar alla typer av instrument
- Speciellt utvalt och högkvalitativt innehåll
- Skumfritt och fritt från doft- och färgämnen
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269386 / Materialnummer: 11847750 /
Gamla materialnummer: 6980M0411V2

Produkttilhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar blod	Mycket bra
Avlägsnar organiska rester	Mycket bra
Avlägsnar rester av vävnads- och cellkulturer	Mycket bra
Borttagning av slem från medicinska instrument	Sehr gut
Reducerar risken för att smuts fastnar på ytor	Sehr gut
Doseringsrekommendation	
pH-värde för diskvattnet	10,0
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Enzymer,Komplexbildare (utan fosfat),Konserveringsmedel,Fosfat,Tensider,Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Lämpligt för keramik	•
God rengöringsprestanda	•
Materialskydd	•
Mångsidig användning	•
Mycket skonsamt för materialet	•
Mycket god materialkompatibilitet	•
Lämpligt för ömtåliga material	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Lämpligt för buntmetaller	•
Lämpligt för eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Passar mikrokirurgiska instrument	•
Passar MIS-instrument	•
Passar anestesianheter	•
Passar respiratorer	•
Passar vårdavdelningsgoods	•
Passar steriliseringsbehållare av aluminium	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Allround-diskmedel, mildalkaliskt, 5 l
för maskinell rengöring av kirurgiska instrument.

EAN: 7612594269386 / Materialnummer: 11847750 /
Gamla materialnummer: 6980M0411V2



Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	214
Ytermått, nettobredd i mm	143
Ytermått, nettodjup i mm	246
Ytermått, brutt höjd i mm	214
Ytermått, bruttbredd i mm	143
Ytermått, bruttdjup i mm	246
Bruttovikt i kg	6
Fyllnadsnivå i ml	5000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
CE	•