

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutraliseringsmedel, surt, 1 l

med bred hals för optimal neutralisering baserat på organisk syra.



- Mild neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
- Mycket skonsamt för materialet, tensidfritt
- Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 MA
- Kombinerbar med Miele's doseringslans genom bred flaskhals
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269416 / Materialnummer: 11847830 /
Gamla materialnummer: 6980M0581V2

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Tar på ett skonsamt sätt bort alkaliska rester från instrument och utensilier som ska rengöras	Sehr gut
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Stor öppning för doseringslans	•
pH-värde för diskvattnet	2,6
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Organiska syror
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Lämpligt för keramik	•
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset	•
Fritt från tensider	•
Medförda alkaliska rester neutraliseras	•
Förebyggande av kalkavlagringar i sköljkammaren	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Lämpligt för eloxerat aluminium	•
Lämpligt för neutralisering av icke-eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Passar mikrokirurgiska instrument	•
Passar anestesianheter	•
Passar respiratorer	•
Passar vårdavdelningsgoods	•
Passar steriliseringsbehållare av aluminium	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	244
Ytermått, nettobredd i mm	83
Ytermått, nettodjup i mm	83
Ytermått, bruttohöjd i mm	244
Ytermått, bruttbredd i mm	83

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutraliseringsmedel, surt, 1 l

med bred hals för optimal neutralisering baserat på organisk syra.



EAN: 7612594269416 / Materialnummer: 11847830 /

Gamla materialnummer: 6980M0581V2

Yttermått, bruttodjup i mm	83
----------------------------	----

Bruttovikt i kg	1
-----------------	---

Fyllnadsnivå i ml	1000
-------------------	------

Överensst., kontr.märkn./cert.	
---------------------------------------	--

CE

•