

ProCare Med 30 C - 5 l

Neutraliseringsmedel, surt, 5 l

för optimal neutralisering baserat på organisk syra.



- Mild neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
- Mycket skonsamt för materialet, tensidfritt
- Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 MA
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269454 / Materialnummer: 11847840 /
Gamla materialnummer: 6980M0511V2

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Tar på ett skonsamt sätt bort alkaliska rester från instrument och utensilier som ska rengöras	Sehr gut
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
pH-värde för diskvattnet	2,6
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Organiska syror
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Lämpligt för keramik	•
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset	•
Fritt från tensider	•
Medförda alkaliska rester neutraliseras	•
Förebyggande av kalkavlagringar i sköljkammaren	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Lämpligt för eloxerat aluminium	•
Lämpligt för neutralisering av icke-eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Passar mikrokirurgiska instrument	•
Passar anestesianheter	•
Passar respiratorer	•
Passar vårdavdelningsgods	•
Passar steriliseringsbehållare av aluminium	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	214
Ytermått, nettobredd i mm	143
Ytermått, nettodjup i mm	246
Ytermått, bruttohöjd i mm	214
Ytermått, bruttbredd i mm	143
Ytermått, bruttdjup i mm	246

ProCare Med 30 C - 5 l

Neutraliseringsmedel, surt, 5 l

för optimal neutralisering baserat på organisk syra.



EAN: 7612594269454 / Materialnummer: 11847840 /

Gamla materialnummer: 6980M0511V2

Bruttovikt i kg

6

Fyllnadsnivå i ml

5000

Överensst., kontr.märkn./cert.

CE

•