

ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 1]

Neutraliseringsmedel, surt, 1 l

med uthållningshjälp för optimal neutralisering baserat på oorganisk syra.



- Stark neutraliserare för borttagning av alkaliska rester
- Ej lämpat för aluminium och zink, tensidfritt
- Optimalt kombinerbar med diskmedlet ProCare Med 10 A
- Underlättad dosering med exakt uthållningshjälp
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269614 / Materialnummer: 11847920 /  
Gamla materialnummer: 6980M0601V2

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Användningsmöjligheter	
Tar på ett skonsamt sätt bort alkaliska rester från instrument och utensilier som ska rengöras	Sehr gut
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
pH-värde för diskvattnet	2,3
Liten öppning som uthållningshjälp	•
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Oftalmologi	•
Urologi	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Oorganiska syror
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset	•
Fritt från tensider	•
Medförda alkaliska rester neutraliseras	•
Förebyggande av kalkavlagringar i sköljkammaren	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	85
Ytermått, nettodjup i mm	85
Ytermått, brutt höjd i mm	245
Ytermått, bruttbredd i mm	85
Ytermått, bruttdjup i mm	85
Bruttovikt i kg	1
Fyllnadsnivå i ml	1000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
CE	•