

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Spolglans, neutralt, 1 l

med uthållningshjälp för eftersköljning av instrument/utensilier biokompatibelt.



- Betydligt kortare torktider med minskad fläckbildning
- Klar och ren diskning genom sänkning av ytspänningen
- Underlättad dosering med exakt uthållningshjälp
- Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett

EAN: 7612594269645 / Materialnummer: 11848290 /
Gamla materialnummer: 6980M0701V2

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Doseringsrekommendation	
pH-värde för diskvattnet	7,9
Liten öppning som uthållningshjälp	•
Huvudsakliga användn.områden	
Allmänmedicin	•
Kirurgi	•
Dermatologi	•
Gynekologi	•
Öron-näsa-hals	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Spolglans
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	
Minsta förvaringstemperatur i °C	5
Maximal förvaringstemperatur i °C	25
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Lämpligt för keramik	•
Förbättrar och förkortar torkningen	•
Mycket enkelt att skölja av	•
Lämpligt för standardinstrument	•
Lämpligt för eloxerat aluminium	•
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier	•
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter	•
Passar kirurgiska instrument	•
Passar mikrokirurgiska instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	85
Ytermått, nettodjup i mm	85
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	85
Ytermått, bruttdjup i mm	85
Bruttovikt i kg	1
Fyllnadsnivå i ml	1000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
CE	•