

ProCare Med 64 LUB - 200 ml
 Vårdande medel instrument, 200 ml
 för sprutning, för manuell skötsel av medicinprodukter.



- Smörjer länkar, gångjärn och glidytor
- Mycket materialskonande för skydd mot instrumentförslitning
- För skydd mot korrosion, rost, avlagringar och fläckbildning
- Av högkvalitativ medicinsk vitolja, utan allergener
- Ånggenomsläpplig olja som passar för sterilisering
- Återvinningsbar förpackning

EAN: 7612594269669 / Materialnummer: 11848680 /
 Gamla materialnummer: 6980M0961V1

| | |
|---|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Stora diskdesinfektorer, medicin | • |
| Användningsmöjligheter | |
| Manuell skötsel | Sehr gut |
| Huvudsakliga användningsområden | |
| Allmänmedicin | • |
| Kirurgi | • |
| Dermatologi | • |
| Gynekologi | • |
| Öron-näsa-hals | • |
| Oftalmologi | • |
| Urologi | • |
| Produktegenskaper | |
| Medietyp | Vårdande medel |
| Innehåll | Parrafinolja |
| Minsta förvaringstemperatur i °C | 5 |
| Maximal förvaringstemperatur i °C | 25 |
| Passar för manuell rengöring av instrument och utensilier | • |
| Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter | • |
| Passar kirurgiska instrument | • |
| Passar alla metaller som används i medicinska produkter | • |
| Passar inte för polymerer | • |
| Passar kirurgiska instrument med rörliga delar | • |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 174 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 50 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 50 |
| Ytermått, brutt höjd i mm | 174 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 50 |
| Ytermått, bruttdjup i mm | 50 |
| Bruttovikt i kg | 0 |
| Fyllnadsnivå i ml | 200 |
| Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering | |
| CE | • |