

CK/1 DIN 51
Behållarnyckel
för enkel öppning av ProCare 5-, 10- och 20-litersbehållare.



EAN: 4002516480839 / Materialnummer: 11851600 /
Gamla materialnummer: 66990002EU1

Produkttillhörighet	
ProCare	•
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	27
Yttermått, nettobredd i mm	223
Yttermått, nettodjup i mm	85
Yttermått, brutt höjd i mm	55
Yttermått, bruttbredd i mm	180
Yttermått, bruttdjup i mm	250
Bruttovikt i kg	0

- Stabil och hållbar handnyckel
- Öppnar och stänger behållare enkelt och utan ansträngning
- Kan användas på båda sidor