


APLW 511

Insats

utan nivåer, för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av insatser och trådkorgar
- Beroende på höjd kan man sätta in upp till 9 moduler
- Lister och hållare delvis borttagbara

EAN: 4002516525974 / Materialnummer: 11852850 / Gamla materialnummer: 69650300D

Produkttillhörighet

Stora laboratoriediskmaskiner

•

Modelltillhörighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Vagn med modultillkoppling

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Beståndsdel i EasyLoad-systemet

•

Användningsområde

Rengöring av laboratorieglass

•

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

534

Ytermått, nettobredd i mm

636

Ytermått, nettodjup i mm

790

Ytermått, brutt höjd i mm

800

Ytermått, bruttbredd i mm

720

Ytermått, bruttdjup i mm

860

Nettovikt i kg

20,16

Bruttovikt i kg

31,20