

APAC 003  
Aktivt kolfilter  
för Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479833 / Materialnummer: 11855140 /  
Gamla materialnummer: 59550003D

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Maskin-/utrustningstillhörigh.</b> |        |
| PAC 1045                              | •      |
| PAC 1080                              | •      |
| <b>Produktkategori</b>                |        |
| Aktivt kolfilter                      | •      |
| <b>Produktegenskaper</b>              |        |
| Färg                                  | Svart  |
| <b>Mått och vikt</b>                  |        |
| Yttermått, nettohöjd i mm             | 610    |
| Yttermått, nettobredd i mm            | 70     |
| Yttermått, nettodjup i mm             | 45     |
| Yttermått, brutt höjd i mm            | 45,00  |
| Yttermått, bruttbredd i mm            | 70,00  |
| Yttermått, bruttdjup i mm             | 610,00 |
| Nettovikt [kg]                        | 0,03   |
| Bruttovikt i kg                       | 0,12   |