

APAC 003
Aktivt kolfilter
för Miele PAC 1045/1080.



EAN: 4002516479833 / Materialnummer: 11855140 / Gamla materialnummer: 59550003D

Maskin-/utrustningstillhörigh.	
PAC 1045	•
PAC 1080	•
Produktkategori	
Aktivt kolfilter	•
Produktegenskaper	
Färg	Svart
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	610
Ytermått, nettobredd i mm	70
Ytermått, nettodjup i mm	45
Ytermått, bruttohöjd i mm	45,00
Ytermått, bruttbredd i mm	70,00
Ytermått, bruttodjup i mm	610,00
Nettovikt [kg]	0,03
Bruttovikt i kg	0,12