

WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

Tvåkomponentstvättmedel för kulörtvätt, vittvätt och fintvätt.

EAN: 4002516504986 / Materialnummer: 11891620 /
Gamla materialnummer: 11997210EU4



- Ny formel med Mieles friska doft Aqua
- Ger klara färger och strålande vit tvätt
- Utmärkt fläckborttagning också vid låga temperaturer
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Drygt – 1,4 liter räcker till 37 tvättar
- För alla Miele W1 tvättmaskiner med TwinDos