

WA UP2 1402 L

Miele UltraPhase 2

Tvåkomponentstvättmedel för kulörtvätt, vittvätt och fintvätt.

EAN: 4002516511977 / Materialnummer: 11891820 /
Gamla materialnummer: 11997211EU4



- Ger klara färger och strålande vit tvätt
- Utmärkt fläckborttagning också vid låga temperaturer
- Ingen överdosering tack vare automatisk dosering
- Drygt – 1,4 liter räcker till 50 tvättar
- För alla Miele W1 tvättmaskiner med TwinDos