

APLW 869 Batteri för användning i ATT 86.



- Laddningstid 5 timmar
- Laddare APLW 868 finns att beställa som extra tillbehör.
- Laddningskapacitet: 2,9 Ah

EAN: 4002516562016 / Materialnummer: 11936210 /
Gamla materialnummer: 69686900D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Förvarings-/transportsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Blå, Grå
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	239
Ytermått, nettobredd i mm	117
Ytermått, nettodjup i mm	75
Ytermått, brutt höjd i mm	125
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttdjup i mm	350
Nettovikt i kg	2,85
Bruttovikt i kg	3,01
Normer/kontr.märkning/certif.	
CE	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•
RoHS-riktlinje	•
Skydd mot vattenstänk IPX1	•
Skydd mot vattenstänk IPX5	•
GS	•
TÜV	•
Överensstämmer med maskinriktlinjen enligt 2006/42/EG	•