

KMKT 2040-2

Fiskars "All Steel" gryta (20 cm | 4 liter)

Kokkärl i rostfritt stål med matt borstning, exklusivt för Miele.

EAN: 4002516527886 / Materialnummer: 11945210 /
Gamla materialnummer: 26996104EU1



- Kastrullbotten i fem skikt för minimal ljudutveckling
- Perfekt anpassad till induktionshällar från Miele
- Säkra och ergonomiskt utformade handtag i rostfritt stål
- Måtskala på insidan underlättar matlagningen
- Tillverkad i Finland av rostfritt stål utan beläggning
- Kapacitet: 4 liter