

WA UC 1501 L

UltraColor flytande tvättmedel 1,5 l

högeffektivt flytande tvättmedel för färgade och svarta textilier.

EAN: 4002516531524 / Materialnummer: 11979370 /  
Gamla materialnummer: 11997231EU4



- Utmärkt fläckborttagning också vid låga temperaturer
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- Flaska av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
- ColorProtect för en färgintensitet som varar länge
- Utan mikroplast och biologiskt nedbrytbart
- Fräschhet som räcker länge med Miele-doften Aqua