

WA UD 1502 L  
Specialtvättmedel UltraDark 1,5 l  
för mörka och svarta textilier.

EAN: 4002516530817 / Materialnummer: 11986770 /  
Gamla materialnummer: 11997232EU4



- Kombinerar hög rengöringseffekt med högt fiberskydd
- ColorProtect för en färgintensitet som varar länge
- Anti-nopp-effekt: Skyddar dina kläder från att gråna
- Innehåller 7 enzymer för optimal renhet
- Flaska av 100 % återvunnen plast – miljövänligt
- Drygt – räcker till 60 tvättar