

APLW DS7111

Utrustningssats

Flytande dosering för utökning av PLW 7111 i efterhand med tredje doseringspump.



- Montering av Miele service i efterhand
- För användningen av ytterligare processkemikalier
- Det går att eftermontera maximalt två monteringsatser

EAN: 4002516648697 / Materialnummer: 11993930 /

Gamla materialnummer: 69242001D

Produkttillhörighet	
SlimLine-laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 7111	•
PLW 7111 [säkerhet]	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Grön, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Placering av andningsventiler	•
Rekonditionering av andningsskyddsmasker	•
Preparering av bärsystem för tryckluftsapparat	•
Rengöring av tryckluftsflaskor	•
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	95
Ytermått, bruttbredd i mm	170
Ytermått, bruttdjup i mm	550
Nettovikt i kg	0,42
Bruttovikt i kg	0,64